

Super ECL Plus(超敏化学发光检测试剂盒)

Catalog # CJD1005

Product Information

Description	Super ECL Plus 免疫印迹底物是增强型化学发光 (ECL) HRP 底物, 可帮助用户在免疫印迹分析过程中实现低皮克级的蛋白检测。
Appearance	liquid

Additional Information

Notes	1. 步骤 1~4 可在日光灯下操作, 但发光液曝露于强光下时间过久灵敏度可能略有降低, 移到暗房操作可避免之。戴手套可以避免在膜上留下手印。2. 长时间曝光或蛋白过量, 将加深背景并使条带强弱变化失去线性关系, 曝光不足则条带模糊。3. 发光工作液孵育约 3 min 后膜上的条带发光。强条带发光在暗房中肉眼可见, 低丰度蛋白条带发光较弱甚至肉眼不可见但可使 X 光胶片曝光。不能简单以肉眼观察判断条带发光时间。肉眼不可见的荧光实际上可持续数小时并使 X 光胶片感光, 因而弱带可曝光 1-11 h。如果曝光后条带不
Storage	4°C密封避光保存一年以上, 短期可放置室温。
Precautions	This product is for research use only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.

Please note: All products are 'FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES'.